



TECHNISCHES MERKBLATT

TRANSFERCENTERIQ™ ANWENDUNG

Version 21.02.22 betroffen

[Veröffentlichungsdatum 17.02.2022]

ANSICHT FALLLISTE

TeleTracking® Technologies hat die Leistung des TransferCenterIQ™ durch Hinzufügen neuer Datenfelder und Spalten für eine optimierte Funktionalität der Ansicht von Falllisten verbessert. Erhalten Sie zeitnahe, umsetzbare Einblicke und Datentransparenz in der Falllistenansicht in SynapseIQ™ Enterprise Analytics.

Hinweis: Die in diesem technischen Merkblatt enthaltenen Verbesserungen können je nach den von Ihnen gewählten TransferCenterIQ™-Funktionen auf Ihr Gesundheitssystem anwendbar sein oder auch nicht.

Leistungsverbesserungen

- Wenn die TransferCenterIQ™-Anwendung aktualisiert wird, bleibt die Falllistenansicht an der aktuellen Position des Benutzers und wird nicht mehr an den Anfang der Listenansicht zurückgesetzt.
- Sortieren Sie die Fallliste nach Datum und Uhrzeit, um die gesuchten Fälle einfacher und schneller zu finden. Die Spalte Erstellungsdatum/Uhrzeit zeigt jetzt die Filterfelder Von und Bis an, um das Filtern von Fällen nach einem Zeitraum zu ermöglichen. Geben Sie in das Feld Von ein Anfangsdatum ein oder klicken Sie auf das Kalendersymbol und wählen Sie ein Datum aus dem angezeigten Kalender aus. Geben Sie im Feld Bis ein Enddatum ein oder klicken Sie auf das Kalendersymbol und wählen Sie dann ein Datum im angezeigten Kalender aus.

Created Date/Time	Patient Name
From: 02/01/2022	Search
To:	Test, Transport

February 2022						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	1	2	3	4	5

Neue Spalten

Es gibt neue Spalten, die je nach den Anforderungen Ihres Gesundheitssystems über das Symbol Spalten ein-/ausblenden oben rechts auf dem Bildschirm in der Ansicht Fallliste verwendet werden können:



können:

- Kombinierte Spalte Alter/Geschlecht – Um die Anzahl der Spalten in der Falllistenansicht zu reduzieren, kann der Administrator Ihres Gesundheitssystems das Alter und das Geschlecht des Patienten in der Falllistenansicht in einer kombinierten Spalte hinzufügen. Das Patientenalter erscheint rosa für weiblich, blau für männlich und grau für unbekanntes Geschlecht.

Case Owner	Case ID	Created Date/Time	Patient Name	Age/Gender
Begin typing and s...	Search	From: []	Search	Begin typing and select from li
Arnold, Debbie	20220215-0004	02/15/2022 09:48	Chu, Feng	17
Arnold, Debbie	20220215-0003	02/15/2022 09:45	Rodrigues, Antony	47
Arnold, Debbie	20220215-0002	02/15/2022 09:43	McDonald, Phyllis	23

- Benutzer des Gesundheitssystems, die die Funktion für medizinische Transporte nutzen, können die folgenden Spalten zur Falllistenansicht hinzufügen, so dass die Benutzer die Informationen zum medizinischen Transport des Patienten anzeigen können, ohne die

Transport Arrangements	Transport Company	Transport Mode	Transport Request Status
Begin typing and select fr...	Begin typing and select fr...	Begin typing and s...	Begin typing and select f

Details des Patienten zu öffnen:

- Transportvereinbarungen – Der Transfercenter-Agent (oder eine andere Stelle, die Transporte für die Patienten koordiniert) kann den Transportvereinbarungsdienst nutzen. Dieser findet einen verfügbaren Transport, der den ausgewählten Anforderungen entspricht, und plant ihn. Der Transportvereinbarungsdienst kann innerhalb Ihres Gesundheitssystems oder extern zwischen Ihrem Gesundheitssystem und einem Transportvereinbarungsdienst von Drittanbietern vereinbart werden.

- Transportmodus – Das Transportmittel, mit dem der Patient von der überweisenden Einrichtung zur Zieleinrichtung gebracht wird, etwa *Krankentransportwagen, BLS-Krankenwagen, Rollstuhltransporter*.
- Transportunternehmen: Der Anbieter, der den Transport des Patienten durchführt.
- Transportanforderungsstatus: Der aktuelle Status der Transportanforderung, etwa *Bereit zur Einreichung, Eingereicht, In Bearbeitung, Abgeschlossen oder Storniert*.